



ULOTKA INFORMACYJNA „AUTOLOGICZNE SZTUCZNE ŁZY”

Skład:

„Sztuczne łzy” to składnik ordynowany przez lekarza okulistę.
Wykonany jest z autologicznej (własnej) surowicy uzyskanej z krwi pełnej pacjenta.

Wskazania do stosowania:

- Zespół suchego oka
- Wrzodziejące zapalenie rogówki

Konsystencja składnika oraz jego skład gwarantują skuteczne, a co najważniejsze, znacznie dłużej utrzymujące się zwilżenie nabłonka gałki ocznej niż przy zastosowaniu farmaceutycznych kropli do oczu.

Dawkowanie i sposób podawania:

- dawkowanie ściśle według zaleceń lekarza okulisty kierującego na zabieg
- zakraplać tylko i wyłącznie do oka

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na składnik

Możliwe powikłania:

Nie stwierdzono.

„Sztuczne łzy” są produktem bezpiecznym, ponieważ pochodzą z surowicy pacjenta, dla którego są przeznaczone. Nie zawierają żadnych środków konserwujących. Ułatwiają regenerację uszkodzonego nabłonka.

Środki ostrożności:

- składnik może stosować wyłącznie osoba, której dane widnieją na oryginalnym opakowaniu
- stosować tylko i wyłącznie składnik prawidłowo przechowywany
- przed podaniem wyjąć odpowiednią ilość kapsułek z zamrażarki. Rozmrozić przez trzymanie kapsułki w palcach
- kapsułki otwierać wyłącznie zdezynfekowanymi narzędziami
- nie należy stosować składnika po terminie ważności podanym na etykiecie
- kapsułka raz rozmrożona nie może zostać ponownie zamrożona
- kapsułkę należy użyć natychmiast po otwarciu
- otwartej kapsułki nie można przechowywać (ryzyko zakażenia)

Warunki transportu:

- do 18 godzin od pobrania krwi pełnej (jako materiału wyjściowego) transportować w temperaturze pokojowej od 20°C do 24°C w oryginalnym opakowaniu. Nie wystawiać na bezpośrednią ekspozycję promieni słonecznych
- po 18 godzinach od pobrania krwi pełnej – transportować w stanie zamrożenia
- składnik raz rozmrożony nie może zostać ponownie zamrożony

Przechowywanie i termin ważności:

- umieścić w zamrażarce w dniu odbioru do godziny 24⁰⁰
- przechowywać w stanie zamrożenia w oryginalnym opakowaniu
- zalecany termin ważności – 1 rok od daty produkcji